


## BARRAS E PEGADORES MAGNÉTICOS

### BARRA MAGNÉTICA (PEIXINHO)

Ideal para mistura e homogeneização de soluções em agitador magnético.

- Formato poligonal (bastão) liso, sem anel;
- Moldada em neodímio altamente magnético;
- Revestida em PTFE;
- Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C;
- Resistente à oxidação;
- Disponível em 7 tamanhos.



### PEGADOR MAGNÉTICO

Especialmente desenvolvido para remoção de barras magnéticas depositadas em recipientes contendo soluções.

- Moldado em neodímio altamente magnético;
- Revestido em PTFE;
- Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C.



Modelo	Descrição	Apresentação
K32-37	Barra Magnética Lisa Ø 3 x 7 mm	Unidade
K32-510	Barra Magnética Lisa Ø 5 x 10 mm	
K32-515	Barra Magnética Lisa Ø 5 x 15 mm	
K32-730	Barra Magnética Lisa Ø 7 x 30 mm	
K32-840	Barra Magnética Lisa Ø 8 x 40 mm	
K32-850	Barra Magnética Lisa Ø 8 x 50 mm	
K32-960	Barra Magnética Lisa Ø 9 x 60 mm	
K32-300	Pegador Magnético Ø 7 x 300 mm	

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.