

MICROPIPETAS MONOCANAL *BASIC*

As Micropipetas Kasvi *Basic* são ideais para dispensação de líquidos em procedimentos de rotina das mais diversas áreas de pesquisa. O botão para aspiração e dispensação possui duas etapas de operação, permitindo o uso em técnicas de pipetagem reversa.

Combinam leveza e design anatômico, conferindo maior conforto ao operador em utilizações prolongadas. Fabricadas em material altamente resistente, disponíveis em modelos de volume fixo e variável.

MICROPIPETAS MONOCANAL VOLUME FIXO

- Corpo em ABS, base em PVDF e pistão em aço inox;
- Formato leve possibilita manipulação confortável;
- Cone autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.).

Modelo	Volume	Inexatidão%	Imprecisão%
K1-5F	5 µL	± 2,0	≤ 0,80
K1-10F	10 µL	± 1,0	≤ 0,50
K1-20F	20 µL	± 1,0	≤ 0,30
K1-25F	25 µL	± 1,0	≤ 0,30
K1-30F	30 µL	± 1,0	≤ 0,30
K1-50F	50 µL	± 0,8	≤ 0,30
K1-100F	100 µL	± 0,8	≤ 0,25
K1-200F	200 µL	± 0,8	≤ 0,15
K1-500F	500 µL	± 0,8	≤ 0,20
K1-1000F	1.000 µL	± 0,8	≤ 0,15



Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

MICROPIPETAS MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL

- Corpo em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox;
- Leve, anatômica e com código de cores;
- Trava de volume;
- Fácil ajuste e leitura;
- Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos;
- Autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.).



Código de Cores	Modelo	Volume	Incremento	Imprecisão%	Inexatidão%
Laranja	K1-2B	0,2 - 2 µL	0,002 µL	≤ 6,0 - 0,7	± 12 - 1,5
Vermelho	K1-10B	1 - 10 µL	0,02 µL	≤ 1,5 - 0,4	± 2,5 - 1,0
Bege	K1-20B	2 - 20 µL	0,02 µL	≤ 1,5 - 0,3	± 2,5 - 1,0
Verde	K1-50B	5 - 50 µL	0,2 µL	≤ 1,5 - 0,25	± 2,0 - 1,0
Marrom	K1-100B	10 - 100 µL	0,2 µL	≤ 0,50 - 0,15	± 1,8 - 0,8
Amarelo	K1-200B	20 - 200 µL	0,2 µL	≤ 0,50 - 0,15	± 1,8 - 0,8
Azul	K1-1000B	100 - 1.000 µL	2 µL	≤ 0,30 - 0,15	± 1,5 - 0,8
Roxo	K1-5000B	1.000 - 5.000 µL	20 µL	≤ 0,30 - 0,15	± 1,2 - 0,6
Cinza	K1-10000B	1.000 - 10.000 µL	20 µL	≤ 0,30 - 0,15	± 2,5 - 0,6

Embalagem contém:

01 Micropipeta;
 01 Chave de Ajuste;
 01 Certificado de Calibração¹;
 01 Manual de Instruções.

¹Micropipeta calibrada pelo fabricante.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

SUORTE PARA MICROPIPETAS *BASIC*

SUORTE PARA 5 MICROPIPETAS *BASIC**

Rack fabricado em acrílico, ideal para suporte de até cinco micropipetas *Basic*.

Área para armazenamento de ponteiros e microtubos.



Modelo	Descrição	Apresentação
K1-STAND-B	Suporte para 5 Micropipetas <i>Basic</i>	Unidade

*Para uso apenas com a linha de Micropipetas *Basic*.

SUORTE PARA 5 MICROPIPETAS*

Suporte para cinco micropipetas monocanal ou multicanal.

Modelo	Descrição	Apresentação
K1- STAND	Suporte para 5 Micropipetas	Unidade

*Para uso apenas com a linha de Micropipetas *Basic* Volume Variável.

