

MINI AGITADOR MAGNÉTICO

O Mini Agitador Magnético é ideal para agitação de soluções em rotinas de pesquisa em geral, análises industriais, análises de qualidade e laboratórios clínicos.

Características

- Fabricado em ABS e PC para resistência química;
- Acoplamento magnético ideal para garantir eficiência de agitação confiável;
- Operação silenciosa com baixa vibração, reduzindo o ruído no laboratório;
- Design compacto, leve, fácil para transportar e ocupar um espaço pequeno na bancada.



Especificações Técnicas

Especificações	K40-2200
Velocidade de Agitação	200-2200 RPM
Capacidade (H2O)	3 litros
Controle	Analógico
Potência	4,8 W
Dimensões da Plataforma	Ø118 mm
Dimensões	180mm x 137mm x 50mm
Peso	0,45 kg (não incluindo a fonte de energia)
Tensão	100~240 VAC
Frequência	50/60 Hz
Apresentação	Unidade

Embalagem contém:

- 1 Mini Agitador Magnético
- 2 Barras Magnéticas 9 mm x 35 mm
- 1 Fonte de energia, com 4 adaptadores de tomada
- 1 Manual de Instruções