

PIPETADOR AUTOMÁTICO

O pipetador automático Kasvi (tipo AID) apresenta design leve e ergonômico, proporcionando ao usuário conforto e eficiência.

Fornecido com bateria Íon-Lítio recarregável para até 8 horas de uso contínuo.

Compatível com pipetas sorológicas de vidro ou plástico com volumes de 0,1 a 100 mL.



Características

- Fabricado em ABS e Policarbonato;
- Resistente à luz UV*;
- Extremamente Leve;
- Duas opções de dispensação: por Sopro ou Gravidade;
- Velocidades de aspiração e dispensação totalmente ajustáveis;
- Acessórios autoclaváveis (121°C, 15 psi, 15 min.) e disponíveis separadamente, possibilitando troca após desgaste.

*A exposição contínua a luz UV, ao longo do tempo, poderá tornar o material externo quebradiço e/ou causar alteração da cor.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

Especificações Técnicas

Especificação	Descrição
Faixa de volume	0,1 – 100 mL
Peso	200 g
Filtro	PTFE 0,45 µm Hidrofóbico
Voltagem	100 - 240 V

Modelo	Descrição	Apresentação
K1-AID-B	Pipetador Automático	Unidade

Embalagem contém:

01 Pipetador Automático;
01 Bateria Íon-Lítio Recarregável;

01 Carregador AC Bivolt;
01 Manual de Instruções.

PIPETADORES DE VOLUMES MANUAL

MACROPIPETADOR

- Fabricado em polipropileno;
- Adaptador de silicone possibilita o uso com a maioria das pipetas sorológicas disponíveis no mercado;
- Adequado para uso com pipetas sorológicas com volumes de 1 mL a 100 mL.

Modelos	Descrição	Apresentação
K3-100	Macropipetador 100 mL	Unidade



Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.