

VORTEX BASIC

Ideal para homogeneização de soluções através de movimentação orbital de alta velocidade.

Equipamento de design robusto e compacto. Ventosas na base proporcionam melhor fixação e redução de vibrações. Modelo com dois modos de trabalho e velocidade fixa de 2.800 rpm.

Solução prática e econômica para qualquer laboratório.

Características

- Dois modos de trabalho:
 - Toque;
 - Contínuo.
- Velocidade fixa;
- Base com ventosas;
- Plataforma cônica.



Especificações Técnicas

Especificações	Descrição
Movimento	Orbital
Velocidade	2.800 rpm
Controle	Analógico 2 posições
Dimensões	Ø 105 x 142 mm
Peso	2,3 kg
Potência	40 W
Tensão	120 V/60 Hz ou 230 V/60 Hz

Modelo	Descrição	Apresentação
K45-2810	Vortex Basic. 2.800 rpm. 110 V	Unidade
K45-2820	Vortex Basic. 2.800 rpm. 220 V	Unidade

Embalagem contém:

01 Vortex Basic;
01 Plataforma Cônica;
01 Manual de Instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.