

FRASCOS PARA CULTIVO CELULAR

Fabricados em poliestireno transparente com qualidade que permite um crescimento uniforme das células na superfície do frasco.

Características

- Superfície ativada aumentando a uniformidade, adesão e crescimento celular;
- A geometria do bocal reduz os riscos de erros de despejo e permite a introdução completa de pipetas sorológicas e 100% de recuperação celular;
- Design que permite o empilhamento dos frascos;
- Área de marcação lateral para identificação da amostra;
- Graduação para controle de volume;
- Dois tipos de tampas disponíveis: *FILTRO* e *VENT*;
- Tampas fabricadas em Polietileno.



Posição para ventilar



Posição para vedar ventilação

Tampa	KASVI	TPP
<i>VENT</i>	Possui filtro de 0,22 µm, permite trocas gasosas e minimiza o risco de contaminação cruzada.	Fabricada em polietileno padrão. Permite a ventilação quando aberta ¼ até ouvir o "click" de modo que a tampa não fica totalmente fechada, porém segura, sem interferir na cultura de células.
<i>FILTRO/PLUG</i>	<i>Plug</i> : Fabricada em polipropileno padrão.	Filtro: Possui filtro de 0,22 µm, permite trocas gasosas e minimiza o risco de contaminação cruzada.

Modelo	Tampa	Superfície de crescimento cm ²	Volume recomendado	Apresentação
90025	<i>VENT</i>	25	3 a 8 mL, máximo 15 mL	10 unidades/pacote
90075		75	8 a 22 mL, máximo 65 mL	5 unidades/pacote
90150		150	15 a 45 mL, máximo 165 mL	3 unidades/pacote
90300		300	30 a 85 mL, máximo 410 mL	3 unidades/pacote
90026	<i>FILTRO</i>	25	3 a 8 mL, máximo 15 mL	10 unidades/pacote
90076		75	8 a 22 mL, máximo 65 mL	5 unidades/pacote
90151		150	15 a 45 mL, máximo 165 mL	3 unidades/pacote
90301		300	30 a 85 mL, máximo 410 mL	3 unidades/pacote

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

Tampas Vendidas Separadamente


Modelo	Tampa	Dimensões (Ø x A)	Apresentação
90825	Tampa <i>Vent</i> para Frascos com Área de Crescimento de 25 cm ²	24 x 16 mm	10 unidades/pacote
90826	Tampa Filtro para Frascos com Área de Crescimento de 25 cm ²	24 x 16 mm	10 unidades/ pacote
90875	Tampa <i>Vent</i> para Frascos com Área de Crescimento de 75 cm ²	33 x 21 mm	10 unidades/pacote
90876	Tampa Filtro para Frascos com Área de Crescimento de 75 cm ²	33 x 21 mm	10 unidades/pacote
90850	Tampa <i>Vent</i> para Frascos com Áreas de Crescimento de 150 cm ² e 300 cm ²	39 x 24 mm	10 unidades/pacote
90856	Tampa Filtro para Frascos com Áreas de Crescimento de 150 cm ² e 300 cm ²	39 x 24 mm	10 unidades/pacote

FRASCOS PARA CULTIVO CELULAR COM ABERTURA SUPERIOR

Os Frascos para Cultivo Celular com abertura superior permitem acesso total ao material cultivado. Com a opção de fechamento com tampa ou película com folha multicamada que mantém a esterilidade até que as células ou tecidos sejam coletados.

Características

- Empilhamento livre de deslizamentos;
- Fabricados em poliestireno;
- Opção de frasco com barreira que cria uma área de crescimento de 115 cm² ou sem barreira com área de crescimento de 150 cm²;
- O modelo de película não permite ser fechado novamente;
- Ambos os frascos possuem tampa com filtro*;
- Todos os modelos possuem volume máximo de 100 mL.



*A utilização de tampa *Vent* aumentaria a pressão interna podendo abrir a tampa ou película na parte superior do frasco.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.

Modelo	Área de Crescimento	Versão	Dimensão da Tampa/Película	Apresentação
90551	150 cm ²	Película	100 x 130 mm	3 unidades/pacote
90552	150 cm ²	Tampa	105 x 105 mm	3 unidades/pacote
90652	115 cm ²	Tampa. Frasco com Barreira	105 x 105 mm	3 unidades/pacote
90653	115 cm ²	Película. Frasco com Barreira	100 x 128 mm	3 unidades/pacote

INSERT PARA TUBOS CRIOGÊNICOS

O *Insert* auxilia na identificação de tubos criogênicos, permitindo a criação de um código de cores.

Características

- Fabricados em polipropileno;
- Pacote com 6 cores distintas: amarelo, azul, branco, rosa, verde e vermelho;
- Dimensões: Ø 11 x 1 mm.



Modelo	Descrição	Apresentação
99020	Insert para Criotubos TPP. Cores sortidas	6 x 100 unidades/pacote
89801	Insert para Criotubos TPP. Branco	600 unidades/pacote
89802	Insert para Criotubos TPP. Azul	600 unidades/pacote
89803	Insert para Criotubos TPP. Amarelo	600 unidades/pacote
89804	Insert para Criotubos TPP. Verde	600 unidades/pacote
89805	Insert para Criotubos TPP. Rosa	600 unidades/pacote
89806	Insert para Criotubos TPP. Vermelho	600 unidades/pacote

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.