

PIPETA SOROLÓGICA

Utilizadas para a dispensação e homogeneização de líquidos.

Características

- Fabricada em poliestireno transparente;
- Disponível em 6 volumes;
- Possui código de cores;
- Graduação bidirecional;
- Design ergonômico;
- Parede interna lisa que evita retenção ou aglomeração do líquido manipulado;
- As pipetas sorológicas de 20 mL e 50 mL possuem reservatórios de 15 mL e 20 mL, respectivamente, facilitando o manuseio através do menor diâmetro.



Modelo	Volume	Código de Cor	Dimensão (Ø x C)	Graduação	Apresentação
94001	1 mL	Amarelo	4,8 x 270 mm	1/100	Unidade
94002	2 mL	Verde	5,5 x 270 mm	1/100	Unidade
94005	5 mL	Azul	9,5 x 295 mm	1/10	Unidade
94010	10 mL	Laranja	11 x 295 mm	1/10	Unidade
94024	25 mL	Vermelho	16 x 300 mm	2/10	Unidade
94525	25 mL com reservatório	Vermelho	15 x 345 mm	2/10	Unidade
94550	50 mL com reservatório	Roxo	20 x 345 mm	1/10	Unidade

PIPETADOR AUTOMÁTICO

Fabricado em poliamida e polioximetileno, o Pipetador Automático* foi desenvolvido para ser utilizado com pipetas sorológicas descartáveis. Possui uma excelente força de sucção, importante principalmente quando se trabalha com grandes volumes e bateria Ion-Lítio recarregável.

*O filtro da peça de encaixe deve ser trocado a cada três meses.

Modelo	Descrição	Dimensões (C x L x A)	Apresentação
94700	Pipetador Automático TPP	35 x 125 x 130 mm	Unidade



Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.