


PLACAS PARA CULTIVO CELULAR

As Placas para Cultivo Celular da TPP apresentam excelente área de crescimento e permitem manuseio seguro.

Características

- Fabricadas em poliestireno transparente;
- Superfície ativada que aumenta a uniformidade, adesão e crescimento celular;
- Borda serrilhada garante maior segurança ao usuário durante o manuseio;
- Área de marcação amarela na lateral da placa;
- Design que permite o empilhamento das placas;
- Abertura na base para fluxo de ar durante o empilhamento;
- Espaçador na tampa para movimento constante de ar;
- Sistema de numeração em relógio (3, 6, 9 e 12) para identificação e orientação dos quadrantes da placa.



Modelo	Área de Crescimento	Diâmetro Interno	Apresentação
93040	9,2 cm ²	34 mm	20 unidades/pacote
93060	22,1 cm ²	53 mm	14 unidades/pacote
93100	60,1 cm ²	87 mm	10 unidades/pacote
93150	147,8 cm ²	137 mm	5 unidades/pacote

PLACAS PARA CULTIVO CELULAR


Placas para cultivo celular disponíveis em tamanhos com 6, 12, 24, 48 ou 96 poços.



Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.


Características

- Fabricadas em poliestireno transparente;
- Fundo chato ou arredondado¹;
- Tampa e base ventiladas que evitam a condensação quando as placas estão empilhadas;
- Borda inclinada permitindo a colocação da tampa em posição única;
- Superfície de crescimento absolutamente plana, ativada apenas na parte esférica do poço;
- Área amarela para marcação;
- Identificação alfa-numérica na placa e entre os poços para orientação durante observação em microscópio;
- Placas com diferentes quantidades de poços que se encaixam perfeitamente para empilhamento.



Fundo Chato

Adequado para medição óptica como aplicação microscópica;



Fundo Arredondado

Fabricada em poliestireno padrão. Permite a ventilação quando aberta ¼ até ouvir o “click” de modo que a tampa não fica totalmente fechada, porém segura, sem interferir na cultura de células.

¹De acordo com o modelo.

Modelo	Fundo	Número de Poços	Área de Crescimento	Apresentação
92006	Chato	6	9,026 cm ²	Unidade
92012		12	3,466 cm ²	Unidade
92024		24	1,864 cm ²	Unidade
92048		48	0,875 cm ²	Unidade
92096		96	0,322 cm ²	Unidade
92406		6	9,026 cm ²	4 unidades/pacote
92412		12	3,466 cm ²	4 unidades/pacote
92424		24	1,864 cm ²	4 unidades/pacote
92448		48	0,875 cm ²	4 unidades/pacote
92696		96	0,322 cm ²	6 unidades/pacote
92097	Arredondado	96	0,636 cm ²	Unidade
92697		96	0,636 cm ²	6 unidades/pacote

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.