

## CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTES<sup>1</sup>

Utilizadas para o descarte de materiais perfurocortantes infectantes em estabelecimentos geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) como hospitais, clínicas médicas, laboratórios, farmácias, consultórios odontológicos, instituições de pesquisa, consultórios veterinários, entre outros. Fabricadas de acordo com as normas da ABNT NBR 13853, fornecendo proteção contra perfurações e vazamentos, garantindo segurança aos usuários.

### Características

- Caixa externa e bandeja fabricadas em papelão ondulado;
- Cinta interna e fundo fabricados em papel rígido;
- Saco plástico impermeável;
- Alça dupla e lacre de segurança garantindo fechamento e transporte seguro da caixa;
- Disponíveis em 4 volumes: 3 litros, 7 litros, 13 litros e 20 litros.



Modelo	Descrição	Apresentação
K61-3	Caixa Coletora de Perfurocortantes Olen. 03 Litros	20 unidades/caixa
K61-7	Caixa Coletora de Perfurocortantes Olen. 07 Litros	20 unidades/caixa
K61-13	Caixa Coletora de Perfurocortantes Olen. 13 Litros	20 unidades/caixa
K61-20	Caixa Coletora de Perfurocortantes Olen. 20 Litros	20 unidades/caixa

Imagens meramente ilustrativas. <sup>1</sup>Produto com registro na ANVISA sob nº 80937630004. Demais produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.