

COLETORES UNIVERSAIS

Os Coletores são frascos com abertura larga, destinados ao armazenamento, preservação e transporte de amostras biológicas para o processamento e análise em laboratórios de análises clínicas.

COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL¹

Características

- Fabricado em polipropileno transparente;
- Tampa fabricada em polietileno de alta densidade;
- Sistema de vedação tipo rosca para facilitar o transporte e evitar perdas de amostras;
- Graduado;
- Volume: 80 mL;
- Embalado individualmente;
- Estéril por Óxido de Etileno.



COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL²

Características

- Fabricado em polipropileno leitoso;
- Tampa fabricada em polietileno de alta densidade;
- Sistema de vedação tipo rosca para facilitar o transporte e evitar perdas de amostras;
- Acompanha pá para auxiliar a coleta da amostra;
- Graduado;
- Volume: 80 mL;
- Embalado individualmente.



Modelo	Descrição	Apresentação
15321	Coletor Universal Estéril. 80 mL. Tampa Branca	100 unidades/pacote
15320	Coletor Universal Não Estéril. 80 mL. Tampa Branca	100 unidades/pacote
15727	Coletor de Fezes com Pá. Opaco. 80 mL. Tampa Branca	100 unidades/pacote
15726	Coletor de Fezes sem Pá. Opaco. 80 mL. Tampa Branca	100 unidades/pacote

Imagens meramente ilustrativas. ¹Produto com registro na ANVISA sob n° 10415780009. ²Produto com registro na ANVISA sob n° 10415780007.