

## CUBAS DE COLORAÇÃO

Utilizadas principalmente em rotinas de laboratórios de Análises Clínicas para a coloração de lâminas e armazenamento de corantes.

### Características

- Cuba e tampa fabricadas em vidro;
- Berço fabricado em aço inox para 30 lâminas<sup>1</sup>.



Cuba de Coloração para 10 Lâminas



Berço para Cuba de Coloração



Cuba de Coloração para 30 Lâminas

Modelo	Descrição	Volume	Dimensões (L x C x A)	Apresentação
K56-0010	Cuba de Coloração para 10 Lâminas com Tampa	120 mL	77,5 x 57,5 x 29 mm	Unidade
K56-0030	Cuba de Coloração para 30 lâminas com Tampa	1.000 mL	100 x 110 x 95 mm	
K56-0031	Berço para Cuba de coloração. 30 lâminas. Aço Inox*	-	71 x 76 x 59 mm	

\*Compatível apenas com o modelo K56-0030.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.