


## CUBETAS DESCARTÁVEIS

Produto descartável para uso exclusivo em equipamentos de espectrofotometria. Disponíveis em dois volumes: 1,5 mL e 4,5 mL.

### Características

- Fabricadas em poliestireno transparente (PS);
- Resistentes à maioria dos solventes orgânicos polares;
- Duas faces polidas garantindo que o caminho óptico não tenha desvios;
- Duas faces com ranhuras, ideais para segurar a cubeta sem causar danos a parte em que é realizada a leitura óptica.



Modelo	Material	Volume	Passo	CV <sup>1</sup> de Transmittância	Largura Interna	Dimensão Externa	Apresentação
K42-015	Poliestireno	1,5 mL	10 mm	± 0,5%	10,8 mm	12,4 mm	100 unidades/caixa
K42-045	Poliestireno cristal Virgem	4,5 mL	10 mm	> 3%	10,7 mm	12,3 mm	

<sup>1</sup>Coefficiente de Variação.

## CURATIVOS PÓS-COLETA

Recomendados para hemostasia após a realização de punções venosas e em casos de feridas superficiais. Os curativos pós-coleta possuem propriedades hipoalérgicas e são indicados para uso médico ou doméstico.

### Características

- Disponíveis em dois modelos: individual ou de rolo;
- Fácil utilização;
- Transparentes;
- Fabricados em poliestireno, algodão, papel glassine e cola AC;
- K46-001<sup>1</sup>: curativos em rolo com sistema de fácil acesso. Possui uma fita dupla-face na parte inferior da caixa para fixação em superfícies.
- K46-002<sup>2</sup>: curativos estéreis por óxido de etileno.

Imagens meramente ilustrativas. <sup>1</sup>Produto com registro na ANVISA sob nº 80884889007. <sup>2</sup>Produto com registro na ANVISA sob nº 80884889008. Demais produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.



Modelo	Dimensões	Descrição	Apresentação
K46-001	Ø 25 mm x 15 mm	Curativos Pós-Coleta Rolo <sup>1</sup>	500 unidades/caixa
K46-002	Ø 25 mm	Curativos Pós-Coleta Individual. Estéril <sup>2</sup>	500 unidades/caixa

## ESCOVA CERVICAL<sup>3</sup>

Ideal para coleta de amostras biológicas, a escova cervical tem como principal aplicação à coleta de material endocervical utilizado em protocolos de exames ginecológicos. Suas características permitem que a coleta seja suave e eficaz garantindo a qualidade da amostra.

### Características

- Alça fabricada em polipropileno (PP);
- Haste em aço inox e fios de nylon que garantem uma coleta segura e eficaz;
- Comprimento total: 19,3 cm;
- Não estéril;
- Descartável.



Modelo	Descrição	Apresentação
K43-001	Escova Cervical Não Estéril. Descartável	100 unidades/pacote

Imagens meramente ilustrativas. <sup>1</sup>Produto com registro na ANVISA sob n° 80884889007. <sup>2</sup>Produto com registro na ANVISA sob n° 80884889008. <sup>3</sup>Produto com registro na ANVISA sob n° 80884889004. Demais produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.