



Modelo	Dimensões	Descrição	Apresentação
K46-001	Ø 25 mm x 15 mm	Curativos Pós-Coleta Rolo ¹	500 unidades/caixa
K46-002	Ø 25 mm	Curativos Pós-Coleta Individual. Estéril ²	500 unidades/caixa

ESCOVA CERVICAL³

Ideal para coleta de amostras biológicas, a escova cervical tem como principal aplicação à coleta de material endocervical utilizado em protocolos de exames ginecológicos. Suas características permitem que a coleta seja suave e eficaz garantindo a qualidade da amostra.

Características

- Alça fabricada em polipropileno (PP);
- Haste em aço inox e fios de nylon que garantem uma coleta segura e eficaz;
- Comprimento total: 19,3 cm;
- Não estéril;
- Descartável.



Modelo	Descrição	Apresentação
K43-001	Escova Cervical Não Estéril. Descartável	100 unidades/pacote

Imagens meramente ilustrativas. ¹Produto com registro na ANVISA sob n° 80884889007. ²Produto com registro na ANVISA sob n° 80884889008. ³Produto com registro na ANVISA sob n° 80884889004. Demais produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.