


ESPALHADORES DE CÉLULAS

ESPALHADOR EM FORMATO L

Características

- Fabricado em ABS;
- Projetado para espalhar e dispersar amostras na superfície das placas de cultura;
- Formato em L assegura aplicação uniforme da amostra em todo seu comprimento;
- Superfície suave e arredondada evita cortes ao meio de cultura;
- Embalagem estéril;
- Descartável.



Modelo	Descrição	Apresentação
K30-0112	Espalhador em Formato L	5 unidades/pacote

ESPALHADOR EM FORMATO T

Características

- Fabricado em ABS;
- Projetado para espalhar e dispersar amostras na superfície das placas de cultura;
- Formato em T assegura aplicação uniforme da amostra em todo seu comprimento;
- Superfície suave e arredondada evita cortes ao meio de cultura;
- Embalagem estéril;
- Descartável.



Modelo	Descrição	Apresentação
K30-0123	Espalhador em Formato T	5 unidades/pacote

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.