

Modelo	Descrição	Cor	Apresentação
K30-6017B	Estante em PP para 60 tubos de 17 mm	Azul	Unidade
K30-6017R		Vermelho	
K30-6017Y		Amarelo	
K30-9013B	Estante em PP para 90 tubos de 13 mm	Azul	
K30-9013R		Vermelho	
K30-9013Y		Amarelo	

## LANCETAS DE SEGURANÇA<sup>1</sup>

As lancetas de segurança são ideais para coleta capilar de amostras de sangue em serviços de saúde.

### Características

- Uso único: mecanismo que impede a reutilização da lanceta;
- Seguras: dispositivo que faz a agulha retraindo automaticamente após o uso para evitar acidentes;
- Diminuição da dor: agulha retrai em 0,3 segundos;
- Estéreis por radiação gama.



Modelo	Descrição	Apresentação
K63-28	Lanceta de Segurança 28G	100 unidades/caixa

Imagens meramente ilustrativas. <sup>1</sup>Produto com registro na ANVISA sob nº 80884880007. Demais produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.