

Modelo	Descrição	Dimensões (Ø x A)	Apresentação
K30-1003	Microtubo centrifugação tipo Beckman 0,5 mL. Transparente	6 x 44 mm	1.000 unidades/ pacote

## MULTICUBETA COM 12 POÇOS

Utilizadas em laboratórios para análises bioquímicas automatizadas. Compatíveis com os analisadores Cobas Mira e Cobas Mira Plus da Roche e Pentra 400 da Horiba ABX.

### Características

- Fabricadas em polimetilmetacrilato (PMMA);
- 12 poços em tiras;
- Capacidade de 100 µL/poço;
- Resistentes a temperaturas até 100°C;
- Disponíveis em rack com 15 tiras.



Modelo	Descrição	Apresentação
K30-1215	Multicubeta com 12 poços	Rack com 15 unidades

## PIPETAS PASTEUR

### Características

- Fabricadas em polietileno transparente de baixa densidade;
- Graduadas a cada 1/2 mL;
- Volume de trabalho de 3,0 mL;
- Volume total de 7 mL (com bulbo);
- Disponíveis nas versões estéril e não estéril.



Modelo	Descrição	Dimensões	Apresentação
K30-300	Pipeta Pasteur. 3 mL	155 mm	500 unidades/pacote
K30-300S	Pipeta Pasteur. 3 mL. Estéril		100 unidades/caixa

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.