

PIPETAS SOROLÓGICAS

Proporcionam precisão e rápida distribuição de fluídos para homogeneização e dispensação. As Pipetas Sorológicas Olen são compatíveis com a maioria dos pipetadores automáticos disponíveis no mercado.



Características

- Fabricadas em poliestireno;
- Com filtros de algodão para evitar contaminação cruzada;
- Graduação legível;
- Código de cores;
- Estéreis por radiação gama;
- Não pirogênicas;
- Não citotóxicas;
- Embalagem individual *peel-off*.

| Modelo | Volume | Código de Cor | Graduação | Apresentação |
|---------|--------|---------------|-----------|--------------------|
| K17-111 | 1 mL | Amarelo | 1/100 mL | 500 unidades/caixa |
| K17-112 | 2 mL | Verde | 1/100 mL | 500 unidades/caixa |
| K17-115 | 5 mL | Azul | 1/10 mL | 500 unidades/caixa |
| K17-110 | 10 mL | Laranja | 1/10 mL | 500 unidades/caixa |
| K17-125 | 25 mL | Vermelho | 2/10 mL | 200 unidades/caixa |
| K17-150 | 50 mL | Roxo | 1/2 mL | 100 unidades/caixa |

PLACAS DE PETRI PARA MICROBIOLOGIA

Ideais para procedimentos laboratoriais em microbiologia e análises clínicas. Utilizadas para crescimento e identificação de microrganismos, documentação de colônias, rotinas de bacteriologia, entre outros.

Características

- Fabricadas em poliestireno de alta transparência;
- Superfície plana;
- Tampa com marcas de ventilação que permitem a circulação de ar e impedem a condensação;
- Disponíveis nos modelos: 60 x 15 mm e 90 x 15 mm;
- Estéreis por óxido de etileno.



| Modelo | Descrição | Dimensões (Ø x A) | Apresentação |
|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| K30-60150 | Placa de Petri | 60 x 15 mm | 10 unidades/pacote |
| K30-90150 | Placa de Petri | 90 x 15 mm | |
| K30-90151 | Placa de Petri com Divisória | 90 x 15 mm | |

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.