


PONTEIRAS

PONTEIRAS SEM FILTRO

Compatíveis com as principais marcas de micropipetas monocanal e multicanal disponíveis no mercado.

Características

- Fabricadas em polipropileno;
- Sem filtro;
- Volumes disponíveis: 10 µL, 200 µL, 300 µL, 1.000 µL, 5.000 µL e 10.000 µL;
- Coloridas ou transparentes;
- Disponíveis nos modelos Gilson e Eppendorf (Universal);
- Não estéreis.



Modelo	Descrição	Tipo ¹	Cor	Apresentação
K31-11	Ponteira sem Filtro 10 µL	Gilson	Transparente	1.000 unidades/pacote
K31-10		Eppendorf		
K31-200Y	Ponteira sem Filtro 200 µL	Eppendorf	Amarela	
K31-201Y		Gilson		
K31-300	Ponteira sem Filtro 300 µL	Eppendorf	Transparente	
K31-1001B	Ponteira sem Filtro 1.000 µL	Gilson	Azul	
K31-1000B		Eppendorf		
K31-5000	Ponteira sem Filtro 5.000 µL	Eppendorf	Transparente	
K31-10000	Ponteira sem Filtro 10.000 µL	Eppendorf		


¹Ponteiras com encaixe universal.

PONTEIRAS COM FILTRO

As ponteiras com filtro formam uma barreira eficiente e evitam que os aerossóis formados durante o processo de pipetagem contaminem a pipeta ou mesmo a amostra.

Características

- Encaixe universal compatível com as principais marcas de micropipetas monocal e multicanal disponíveis no mercado;
- Fabricadas em polipropileno de alta qualidade;
- Transparentes;
- Com filtro;
- Estéreis por radiação gama;
- Livres de DNase, RNase, pirogênios e endotoxinas;
- Disponíveis em 4 volumes: 10 µL, 100 µL, 200 µL e 1.000 µL.



Modelo	Descrição	Apresentação
K62-10	Ponteira Universal com Filtro 0,1 – 10 µL	96 ponteiras/rack
K62-100	Ponteira Universal com Filtro 10 – 100 µL	96 ponteiras/rack
K62-200	Ponteira Universal com Filtro 20 – 200 µL	96 ponteiras/rack
K62-1000	Ponteira Universal com Filtro 100 – 1.000 µL	96 ponteiras/rack

PORTA LÂMINAS

PORTA LÂMINAS EM ABS

Ideal para armazenamento de lâminas (26 mm x 76 mm), utilizado como arquivo.

Características

- Fabricado em ABS;
- Tampa com espaço para identificação das amostras;
- Fundo interno revestido em cortiça;
- Cor cinza;
- Disponível em dois modelos: 50 e 100 lugares.



Modelo	Descrição	Apresentação
K30-1050	Porta Lâminas em ABS. 50 Lugares	Unidade
K30-1100	Porta Lâminas em ABS. 100 Lugares	

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.