


SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS¹

Os Swabs para Coleta de Amostras são projetados para a coleta e transporte de amostras biológicas para processamento e isolamento em meios de cultura em laboratórios de microbiologia.

Características

- Com tubo para transporte;
- Tampa com alta vedação;
- Etiqueta para identificação da amostra;
- Estéreis por Óxido de Etileno;
- Embalados individualmente;
- Dimensões do tubo: 13x150mm.



Modelo	Descrição	Apresentação
K41-0301A	Swab com Tubo para Coleta de Amostras.	100 unidades/caixa

Imagens meramente ilustrativas. ¹Produto com registro na ANVISA sob nº 80884880003. Demais produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.