

## TORNIQUETES

Os torniquetes são utilizados para a constrição e controle da circulação sanguínea em procedimentos de coleta de sangue.

### TORNIQUETE ELÁSTICO<sup>1</sup>

- Trava de plástico em ABS;
- Fabricada por elástico resistente;
- Comprimento: 51 cm;
- Reutilizável.



Modelo	Descrição	Apresentação
K57-100	Torniquete Olen	Unidade

### TORNIQUETE DESCARTÁVEL<sup>2</sup>

- Fabricado em elastômetro termoplástico;
- Livre de látex;
- 25 Tiras destacáveis a cada 38 cm;
- Tamanho: 2,5 cm x 38 cm;
- Uso único.



Modelo	Descrição	Apresentação
K57-200	Torniquete Descartável Olen	25 tiras/caixa

## TUBOS

### TUBO (COPO) 0,75 ML PARA ANALISADORES COBAS

Projetado especialmente para uso em analisadores bioquímicos Cobas.

#### Características

- Fabricado em polietileno transparente de alta densidade;
- Volume: 0,75 mL;
- Compatível com os analisadores bioquímicos Cobas Bio, Cobas Mira e Cobas Mira Plus;
- Tampa anexada;
- Resistente a temperaturas entre -50°C e +80°C;
- Resistente a solventes em temperatura ambiente.



Modelo	Descrição	Dimensões (Ø x A)	Apresentação
K30-5003	Tubo (copo) 0,75 mL para analisadores Cobas. Transparente	7,65 x 35,50 mm	1.000 unidades/pacote

Imagens meramente ilustrativas. <sup>1</sup>Produto com registro na ANVISA sob nº 80502079002. <sup>2</sup>Produto com registro na ANVISA sob nº80884889011. Demais produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.