

MICROPIPETAS MONOCANAL PLUS

As Micropipetas Monocanal Plus são a mais recente inovação baseadas em ergonomia, conforto, precisão, confiabilidade nos resultados e fácil operação para sua rotina laboratorial.

Os modelos apresentam display (visor) de volume com 4 dígitos e ajuste de volume com um sistema inteligente que não se move durante a pipetagem, dispensando a necessidade de trava de volume.

Utilizadas em procedimentos laboratoriais e nas mais diversas áreas de pesquisa.

Características

- Design anatômico, fácil ajuste e leitura;
- Volume variável;
- Corpo em PBT;
- Pistão em PBT¹ e em aço inoxidável¹;
- Cone em PP;
- Visor de volume com 4 dígitos;
- Totalmente autoclavável (121°C, 15 psi, 20 min.);
- Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos e aos raios UV;
- Apresentam código de cores.

¹Pistão em PBT apenas para os modelos K1-P1000, K1-P5000 e K1-P10000, mas para os outros modelos o Pistão é em aço inoxidável.



Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.



Código de Cores	Modelo	Volume nominal (µL)	Incremento	Imprecisão (%)	Inexatidão (%)	
■	Azul	K1-P2	0,2 µL 1 µL 2 µL	0,002 µL	≤ 6,00 ≤ 2,00 ≤ 0,70	± 10 ± 2,5 ± 1,5
■	Vermelho	K1-P10	1 µL 5 µL 10 µL	0,01 µL	≤ 1,25 ≤ 0,60 ≤ 0,40	± 2,5 ± 1,5 ± 1,0
■	Bege	K1-P20	2 µL 10 µL 20 µL	0,02 µL	≤ 1,50 ≤ 0,50 ≤ 0,30	± 5,0 ± 1,0 ± 1,0
■	Verde	K1-P50	5 µL 20 µL 50 µL	0,05 µL	≤ 1,50 ≤ 0,40 ≤ 0,20	± 2,0 ± 1,2 ± 1,0
■	Salmão	K1-P100	10 µL 50 µL 100 µL	0,1 µL	≤ 0,60 ≤ 0,24 ≤ 0,15	± 2,0 ± 0,8 ± 0,8
■	Amarelo	K1-P200	20 µL 100 µL 200 µL	0,2 µL	≤ 0,50 ≤ 0,25 ≤ 0,15	± 1,5 ± 0,8 ± 0,6
■	Azul escuro	K1-P1000	100 µL 500 µL 1000 µL	1 µL	≤ 0,40 ≤ 0,25 ≤ 0,15	± 1,8 ± 0,8 ± 0,6
■	Roxo	K1-P5000	1000 µL 2000 µL 5000 µL	5 µL	≤ 0,30 ≤ 0,25 ≤ 0,16	± 2,0 ± 0,8 ± 0,6
■	Cinza	K1-P10000	1 mL 5 mL 10 mL	10 µL	≤ 0,60 ≤ 0,20 ≤ 0,16	± 2,5 ± 0,8 ± 0,6

Embalagem contém:

- 01 Micropipeta Monocanal Plus;
- 01 Chave de ajuste de calibração;
- 01 Pacote de ponteiras;
- 01 Suporte auto adesivo;
- 01 Pacote com Filtro²;
- 01 Certificado;
- 01 Manual de Instruções.

²Pacote com filtros apenas para o modelo K1-P5000 e K1-P10000.

*Este equipamento é passível de calibração padrão RBC.

Imagens meramente ilustrativas. Produtos não passíveis de regulamentação na ANVISA.